


Product information

Each cartridge (100ml) contains levodopa 20mg/ml, carbidopa monohydrate 5mg/ml, entacapone 20mg/ml, carmellose sodium, hydrochloric acid, sodium hydroxide and water.

The system



Lecigimon® pump

Numéros utiles

Nom du neurologue:

.....
Tél:

Nom du médecin:

.....
Tél:

Nom du pharmacien:

.....
Tél:

Nom de l'infirmière Lecigimon®:

.....
Tél:

Permanence Lecigimon®: +32 3 870 43 93

Pour des questions ou des problèmes concernant le système Lecigimon® si votre infirmière responsable Lecigimon® n'est pas disponible.

La pompe Lecigimon® vous est prêtée pendant toute la durée du traitement. Si vous deviez arrêter le traitement, la permanence Lecigimon® doit en être avertie et cette pompe doit être restituée.

RMA version 04/2022

Lecigimon®

(lévodopa, carbidopa monohydratée et entacapone 20 mg/ml + 5 mg/ml + 20 mg/ml, gel intestinal)

Carte du patient

This is to certify that

Name:

Date of birth:

Is treated with continuous intestinal infusion of levodopa/carbidopa/entacapone by pump. The patient needs at least one cartridge of medication per day.

Approved stamp:

Name physician:

Phone No.:

Signature:

Voyager

Quand vous partez en vacances, on vous conseille de prendre contact avant avec votre médecin ou votre infirmière Lecigimon®.

Il est préférable que votre stomie soit bien cicatrisée avant de partir en vacances. En cas de doute, prenez contact avec votre médecin. Préparez bien votre voyage ! Prenez toujours assez de blocs de congélation dans le sac de congélation pour que le médicament reste frais pendant votre voyage. Vérifiez également s'il y a un frigo sur place pour conserver votre médicament.

Hospitalisation

Veillez avertir l'infirmière Lecigimon® dès que possible si vous êtes admis à l'hôpital en urgence ou en hospitalisation programmée, dans un service de neurologie ou dans un autre service. L'infirmière Lecigimon® contactera ensuite l'infirmière en chef du service où vous êtes admis pour s'assurer que le système Lecigimon® est utilisé correctement.

Matériel à emporter en voyage ou lors d'une hospitalisation:

- Cartouches Lecigimon® dans un sac réfrigéré
- Cette carte de patient
- Les brochures d'information sur Lecigimon®.
- Antiparkinsoniens oraux (médication en cas d'urgence)
- Adaptateurs (bleus) pour le rinçage des
- Seringues
- Piles en réserve (piles au lithium 3V)
- Matériel pour les soins de la stomie
- Prescription pour Lecigimon® (uniquement lors de voyage)
- Pompe de réserve (quand vous partez à l'étranger)

Autres informations

- N'utilisez pas la pompe à des températures en-dessous de 5°C ou au-dessus de 40°C.
- Ne conservez pas la pompe à des températures en-dessous de -25°C ou au-dessus de 70°C.
- Ne laissez pas la pompe entrer en contact avec des liquides ou de l'eau. Ne laissez pas de liquides sur l'écran ou au niveau des piles !
- Utilisez une solution aqueuse pour rincer la pompe. N'utilisez PAS de l'acétone ou d'autres solvants.
- Vous pouvez également trouver des informations complémentaires dans le manuel d'instruction de la pompe, les brochures d'information sur Lecigimon® ainsi que la notice du patient.