


Product information

Each cassette (100ml) contains levodopa 20mg/ml, carbidopa monohydrate 5mg/ml, carmellose sodium and purified water.

The system



The tube, connectors and pump contain metal parts that may cause indication on a metal detector.

Nützliche Nummern

Name Neurologe:

.....

Tel:

Name Hausarzt:

.....

Tel:

Name Apotheker:

.....

Tel:

Name AbbVie Duodopa Specialist:

.....

Tel:

Duodopa-Bereitschaftsdienst : +32 (0)10 84 64 80

Bei Fragen oder Problemen mit dem Duodopa-System, wenn der AbbVie Duodopa Specialist nicht erreichbar ist.

Die Duodopa-Pumpe wird Ihnen während der gesamten Behandlungsdauer leihweise zur Verfügung gestellt. Sollte die Behandlung beendet werden, muss der Duodopa-Bereitschaftsdienst informiert werden, damit diese Pumpe abgeholt werden kann.

Duodopa®

(levodopa und carbidopa-Monohydrate)

Patientenkarte

This is to certify that,

Name:

Date of birth:

is treated with continuous intestinal infusion of levodopa/carbidopa by pump. The patient needs at least one cassette of medication per day.

Approved stamp

Name physician:

Phone No.:

Signature:

Reisen

Wenn Sie eine Reise unternehmen, wenden Sie sich rechtzeitig an Ihren Arzt oder den AbbVie Duodopa Specialist.

Das Stoma muss gut geheilt sein, bevor Sie eine Reise unternehmen können. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wenden Sie sich stets an Ihren Arzt.

Bereiten Sie Ihre Reise gut vor! Kontrollieren Sie, ob Sie genügend Kühlelemente und eine Kühltasche haben, um während der Reise (unterwegs) Ihr Arzneimittel kühl lagern zu können. Kontrollieren Sie auch, ob an Ihrem Reiseziel ein Kühlschrank vorgesehen ist.

Krankenhausaufenthalt

Informieren Sie den AbbVie Duodopa Specialist so schnell wie möglich, wenn Sie wegen einer Notaufnahme oder eines geplanten Eingriffs in die Neurologie oder eine andere Abteilung aufgenommen werden.

Der AbbVie Duodopa Specialist wird dann mit dem Chefkrankenschwäger der Abteilung, wo Sie aufgenommen wurden, Kontakt aufnehmen, um sicherzustellen, dass das Duodopa-System korrekt angewendet wird.

Was müssen Sie für eine Reise oder einen Krankenhausaufenthalt mitnehmen?

- Duodopa-Kassetten in einer Kühltasche
- diese Patientenkarte
- die Duodopa-Informationsbroschüren
- orale Parkinson-Medikation (Notfallmedikation)
- Aufsätze (blau) zum Spülen der Sonden
- Spritzen
- Reservebatterien (AA)
- Wundpflegematerial
- Duodopa-Rezept (nur für Reisen);
- Reservepumpe (wenn Sie ins Ausland reisen).

Weitere Informationen

- Verwenden Sie die Pumpe nicht bei einer Temperatur unter 2°C oder über 40°C.
- Lagern Sie die Pumpe nicht bei einer Temperatur unter -20°C oder über 60°C.
- Vermeiden Sie Kontakt der Pumpe mit Flüssigkeiten oder Wasser. Lassen Sie keine Flüssigkeiten in die Tastatur oder die Batterie laufen!
- Verwenden Sie eine normale Seifenlösung, um die Pumpe zu reinigen. KEIN Aceton oder andere Lösungen verwenden.
- Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung der Pumpe, den Duodopa-Informationsbroschüren und der Packungsbeilage von Duodopa.